

Συσκευή καθαρισμού τεχνητής οδοντοστοιχίας – 014620

Εισαγάγετε 2 ΑΑ μπαταρίες στη θήκη για μπαταρίες στη βάση της συσκευής.

Τοποθετήστε την τεχνητή οδοντοστοιχία σας στην πλαστική δεξαμενή και γεμίστε με νερό. Προσθέστε το συνηθισμένο σας καθαριστικό τεχνητής οδοντοστοιχίας (εάν διαθέτετε) και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μετά από 6-10 λεπτά μπορείτε να αφαιρέσετε την οδοντοστοιχία σας και να την ξεβγάλετε με ζεστό νερό πριν τη χρήση.

Κίνδυνος σχετιζόμενος με τις μπαταρίες

Πάντοτε αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες. Μη χρησιμοποιείτε καινούργιες και παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου, μάρκας ή χωρητικότητας. όταν αλλάζετε τις μπαταρίες ελέγξτε την πολικότητα (+/-). Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη εάν είναι άδειες ή εάν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε βλάβη από τη διαρροή του υγρού των μπαταριών. Μπαταρίες μη-επαναφορτιζόμενες δεν πρέπει να φορτίζονται. Οι ακροδέκτες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

Διαχείριση Απορριμμάτων



Το σύμβολο που βρίσκεται εδώ και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν είναι κατηγοριοποιημένο ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν θα πρέπει να απορρίπτεται όταν πάψει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα οικιακά και εμπορικά απορρίμματα. Η ευρωπαϊκή οδηγία (2012/19/EU) σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι σε ισχύ για την ανακύκλωση προϊόντων με τη χρήση των καλύτερων διαθέσιμων μεθόδων επαναφοράς και ανακύκλωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον, να εξουδετερωθούν πιθανές βλαβερές ουσίες και να αποφευχθεί η αύξηση των χωματερών. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες πάνω στην ορθή απόρριψη Ηλεκτρικού ή Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.