

beper

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ SONIC
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- RECHARGEABLE SONIC TOOTHBRUSH
USE INSTRUCTIONS
- BROSSSE À DENTS RECHARGEABLE SONIC
MANUEL D'INSTRUCTIONS
- WIEDERAUFLADBARE SONICZAHNBÜRSTE
BETRIEBSANLEITUNG
- CEPILLO DENTAL RECARGABLE SÓNICO
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Cod.: 40.913

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Κίνδυνος

Διατηρήστε τον φορτιστή μακριά από το νερό. Μην τον τοποθετείτε ή τον αποθηκεύετε πάνω από ή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα κτλ. γεμάτα με νερό. Μη βυθίσετε τον φορτιστή στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μετά τον καθαρισμό σιγουρευτείτε ότι ο φορτιστής είναι απολύτως στεγνός πριν τον συνδέσετε στη ρεύμα.

Προειδοποίηση

Ελέγξτε ότι η τάση της κεντρικής παροχής ρεύματος συμφωνεί με αυτήν της συσκευής όπως αναγράφεται στην ετικέτα της, πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.

Το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν καταστραφεί, απορρίψτε τον φορτιστή.

Αντικαθιστάτε τον φορτιστή πάντοτε με αυθεντικό για να αποφύγετε κινδύνους.

Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.

Εάν η συσκευή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο (η κεφαλή, η λαβή, ο φορτιστής), σταματήστε τη χρήση της. Αυτή η συσκευή δεν περιλαμβάνει επισκευάσιμα μέρη. Εάν η συσκευή καταστραφεί επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της χώρας σας.

Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από οποιονδήποτε με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση χρήσης της συσκευής, εκτός εάν βρίσκεται υπό την επίβλεψη ή του έχουν δοθεί οδηγίες εκ των προτέρων για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

Προσοχή

Μην καθαρίζετε την κεφαλή, τη λαβή, τον φορτιστή, το κάλυμμα του φορτιστή στο πλυντήριο πιάτων. Εάν κατά τους τελευταίους 2 μήνες πραγματοποιήσατε χειρουργείο στο στόμα ή τα ούλα, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας εάν δημιουργηθεί υπερβολική αιμορραγία μετά τη χρήση της οδοντόβουρτσας ή εάν η αιμορραγία συνεχιστεί μετά από 1 εβδομάδα χρήσης.

Η sonic οδοντόβουρτσα είναι σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας των ηλεκτρομαγνητικών συσκευών. Εάν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν τη χρήση.

Εάν έχετε ιατρικές ανησυχίες, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό των δοντιών, ούλων και γλώσσας. Μη τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σταματήστε τη χρήση της και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν νιώσετε δυσάρεστα ή πόνο.

Η οδοντόβουρτσα είναι συσκευή προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται για χρήση από πολλούς χρήστες σε κάποιο ίδρυμα.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα με κομμένες ή λυγισμένες ίνες.

Αντικαθιστάτε την κεφαλή κάθε 3 μήνες ή λιγότερο εάν εμφανιστούν σημάδια φθοράς.

Μη χρησιμοποιείτε άλλες κεφαλές εκτός αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Εάν η οδοντόκρεμά σας περιέχει υπεροξειδίο (peroxide), μαγειρική σόδα (baking soda) ή

διπτανθρακικό (bicarbonate)(συνηθισμένο στις οδοντόκρεμες λεύκανσης), καθαρίστε διεξοδικά τη βούρτσα με σαπούνι και νερό μετά από κάθε χρήση. Αυτό εμποδίζει το πιθανό ράγισμα του πλαστικού.

Περιγραφή

- A. Κάλυμμα ταξιδιού
- B. Κεφαλή βούρτσας
- C. Ανταλλακτική κεφαλή
- D. Λαβή με μαλακή επένδυση
- E. Κουμπί on/off και επιλογέας τρόπου λειτουργίας
- F. Ένδειξη τρόπου λειτουργίας βούρτσας
- G. Ένδειξη φόρτισης
- H. Βάση φόρτισης



Εφαρμόζοντας την κεφαλή της βούρτσας

1. Ευθυγραμμίστε την κεφαλή ώστε οι ίνες να «βλέπουν» στην μπροστινή πλευρά της λαβής.
2. Πιέστε δυνατά την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω προς το μεταλλικό σώμα μέχρι να σταματήσει.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή

Οδηγίες βουρτσίσματος

1. Βρέξτε τις ίνες και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας
2. Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα πάνω στα δόντια υπό γωνία προς τα ούλα.
3. Πιέστε το κουμπί on/off και ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα.
4. Πιέστε ελαφρά για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της οδοντόβουρτσας και αφήστε τη να βουρτσίσει αντί για εσάς.
5. Μετακινείτε την κεφαλή απαλά κατά μήκος των δοντιών με μικρές κινήσεις μπρος-πίσω ώστε οι μακρύτερες ίνες να φτάσουν ανάμεσα στα δόντια. Συνεχίστε αυτήν την κίνηση κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος.
6. Σχ.2 Ξεκινήστε το βούρτσισμα στον τομέα 1 (εξωτερική πλευρά άνω δοντιών) και βουρτσίστε για 30 δευτερόλεπτα πριν μεταβείτε στον τομέα 2 (εσωτερική πλευρά άνω δοντιών). Συνεχίστε το βούρτσισμα στον τομέα 3 (εξωτερική πλευρά κάτω δοντιών) και βουρτσίστε για 30 δευτερόλεπτα, πριν μεταβείτε στον τομέα 4 (εσωτερική πλευρά κάτω δοντιών).
Η οδοντόβουρτσα κάνει μια παύση κάθε 30 δευτερόλεπτα για να μεταβαίνετε στον επόμενο τομέα.
7. Αφού ολοκληρώσετε έναν κύκλο βουρτσίσματος, μπορείτε να συνεχίσετε το βούρτσισμα των επιφανειών μάσησης των δοντιών και περιοχές που έχουν λεκέδες. Μπορείτε επίσης να βουρτσίσετε τη



γλώσσα σας, με την οδοντόβουρτσα ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Μετά από 2 λεπτά η οδοντόβουρτσα θα απενεργοποιηθεί.

Τρόποι λειτουργίας βουρτσίσματος

Λειτουργία καθαρισμού

Η τυπική λειτουργία για ανώτερο καθαρισμό των δοντιών.

Λειτουργία ευαίσθητων δοντιών

Απαλός αλλά διεξοδικός καθαρισμός για ευαίσθητα ούλα και δόντια.

Λειτουργία μασάζ

Απαλή διέγερση ούλων.

Καθαρισμός

Μην καθαρίζετε τις κεφαλές της βούρτσας, τη λαβή, τον φορτιστή ταξιδιού, το κάλυμμα φορτιστή στο πλυντήριο πιάτων.

Λαβή οδοντόβουρτσας

1. Αφαιρέστε την κεφαλή και ξεπλύνετε τη μεταλλική βάση σε χλιαρό νερό.
Μην πιέσετε τη λαστιχένια ασφάλεια γύρω από τη μεταλλική βάση με αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.
2. Χρησιμοποιήστε νωπό πανί για να σκουπίσετε όλη την επιφάνεια της λαβής.

Κεφαλή βούρτσας

1. Ξεπλύνετε την κεφαλή και τις ίνες μετά από κάθε χρήση
2. Αφαιρέστε την κεφαλή από τη λαβή και ξεπλύνετε τον σύνδεσμο της κεφαλής τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με ζεστό νερό.

Αποθήκευση

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα. Έπειτα καθαρίστε τη συσκευή και αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από το απευθείας φως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 2W

Τροφοδοσία: 100-240V ~50/60Hz

Για κάθε λόγο βελτίωσης, η Berer διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς ειδοποίηση.



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) απαιτεί οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές να μην απορρίπτονται στους τυπικούς δημοτικούς κάδους σκουπιδιών. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά ώστε να διευκολύνεται η αξιοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν και να μειώνεται η επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του κάδου με το Χ σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας όταν πετάτε τη συσκευή να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο. Από την ημέρα αγοράς ισχύει εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής. Για τη χρήση της εγγύησης θα πρέπει να επιδείξετε την απόδειξη αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει μόνο με το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

Για τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον έμπορο ή τα κεντρικά μας, ώστε να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της συσκευής και ΝΑ ΜΗΝ ακυρώσετε την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή/και υλικού κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, εγγυόμαστε δωρεάν επισκευή υπό τον όρο ότι:

- Η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και για το σκοπό που προορίζεται
- Η συσκευή δεν έχει παραποιηθεί, αλλιώς δεν μπορεί να συντηρηθεί.
- Θα επιδείξετε την απόδειξη αγοράς
- Τυχόν φυσική φθορά της συσκευής λόγω χρήσης δεν θα καλυφθεί από την παρούσα εγγύηση.

Κατ' επέκταση, οποιοδήποτε κομμάτι που θα μπορούσε να σπάσει από ατύχημα ή μέρη που καταναλώνονται με εμφανή σημάδια φθοράς (όπως λάμπες, μπαταρίες, μέρη που παράγουν θερμότητα...) και τα αισθητικά κομμάτια εξαιρούνται από την εγγύηση, καθώς και κάθε αλλοίωση που προκύπτει από τη μη εφαρμογή των κανόνων χρήσης, από την αμέλεια κατά τη χρήση και/ή τη συντήρηση της συσκευής, την απροσεξία, τη λάθος ή ακατάλληλη εγκατάσταση, τη ζημιά κατά τη μεταφορά και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που δεν μπορεί να αποδοθεί στον κατασκευαστή.

Για κάθε βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός της περιόδου εγγύησης, η συσκευή θα αντικαθίσταται δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, εάν το τμήμα προς αντικατάσταση λόγω ελαττώματος, θραύσης ή δυσλειτουργίας είναι ένα αξεσουάρ και/ή ένα αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος, η Βεπερ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μόνο το συγκεκριμένο μέρος και όχι όλο το προϊόν.

Τεχνική υποστήριξη

Ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης πάντα θα επικεντρωνόμαστε την επισκευή ελαττωματικών συσκευών. Για τεχνική υποστήριξη και/ή επισκευές μετά τη λήξη της εγγύησης, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην παρακάτω διεύθυνση:

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας ή με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Βεπερ στο email assistenza@beper.com, το οποίο θα προωθήσει το αίτημά σας στον αντιπρόσωπο της χώρας σας

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας:



CONNECT C.C.S LTD

CALL CENTER SERVICES & MORE

Τηλ: 2314400428