

**Συσκευή Μασάζ Αυχένα & Σώματος Cenocco CC-9042**  
**Οδηγίες Χρήσης**



CC-9042



Σημαντικό: Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ



Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του μασάζ.  
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες περιοχές.  
Μπορείτε να κάνετε μασάζ σε συγκεκριμένα σημεία του σώματός

### ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



Πατήστε το κουμπί μια φορά για απενεργοποίηση και ακόμη μια για ενεργοποίηση.

### ON/OFF



On/Off  
Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας: 15 λεπτά  
Θα απενεργοποιηθεί μόνο του μετά από 15 λεπτά.



## ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.

- Βελτιώστε την ποιότητα του ύπνου  
Το μασάζ μπορεί να χαλαρώσει ολόκληρο το σώμα, να καταπολεμήσει την κούραση και να εκτονώσει την πίεση. Επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο και την ποιότητά του.
- Βελτιώστε τις σωματικές λειτουργίες  
Το μασάζ μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος ώστε να παρέχονται επαρκή θρεπτικά συστατικά, να διευκολυνθεί η λεμφική αποτοξίνωση, να χαλαρώσουν οι μύες για να διατηρηθεί η ισορροπία του σώματος.
- Βελτιώστε τη γαστρεντερική λειτουργία  
Το μασάζ μπορεί να βοηθήσει το γαστρεντερικό σύστημα και την πέψη. Βοηθώντας την πεπτική λειτουργία καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα και άλλες γαστρεντερικές δυσκολίες.

### 1. Κάντε μασάζ στον αυχένα και στους ώμους

Χάρη στον νέο εξαιρετικό, καμπυλωτό σχεδιασμό μαλάσσει σταθερά σε κάθε θέση.

### 2. Μοναδική μέθοδος μασάζ

Εγκαταλείψτε το παραδοσιακό μασάζ και απολαύστε βαθύ μασάζ του αυχένα με 4 κεφαλές μαλάξεων και περιστροφική κίνηση προς τα επάνω και προς τα κάτω· αφήστε τον εαυτό σας να χαλαρώσει.

### 3. Μοναδική λειτουργία θερμότητας

Η λειτουργία θερμότητας θα σας προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα. Θα σας προσφέρει μια αίσθηση ζεστασίας ενώ ταυτόχρονα σας κάνει αποτελεσματικό μασαζ.

### 4. Χρήση στο σπίτι και στο αυτοκίνητο

Εξοπλισμένη με αντάππορα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τροφοδοσία του αυτοκινήτου, τάσης 12V, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε μασάζ σε οποιοδήποτε μέρος.

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιας κατάρτισης άτομα για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας συμφωνεί με την τάση της συσκευής (DC 12V 2A).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο και άλλα υγρά περιβάλλοντα.
- Παρακαλώ μην τοποθετείτε τη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία σε σκληρές, σταθερές επιφάνειες γιατί θα υποστεί ζημιά.
- Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία μην την αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, την ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μαξιλάρια, κουβέρτες.
- Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν είναι αυθεντικά.
- Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό, αφαιρείτε τη συσκευή από την πρίζα.
- Εάν πέσει η συσκευή στο νερό, μην την αγγίξετε. Πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κάνετε ντους ή μπάνιο.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή στο νερό ή άλλα υγρά.

### **Οδηγός σφαλμάτων**

- Δεν ξεκινάει τη λειτουργία της η συσκευή  
Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι στην πρίζα. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης On/off είναι ενεργοποιημένος.
- Ενώ είναι σε λειτουργία, σταματάει ξαφνικά  
Παρακαλώ ελέγξτε ότι το φως δεν έχει βγει από την πρίζα και ότι είναι σωστά τοποθετημένο.  
Ενδεχομένως πατήθηκε κατά λάθος ο διακόπτης On/off  
Παρήλθε ο χρόνος των 15 λεπτών και απενεργοποιήθηκε η συσκευή αυτόματα.  
Εάν ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.  
Εάν το πρόβλημα παραμένει, παρακαλώ σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Ισχύς: 24W

Συχνότητα: 50Hz

Τροφοδοσία: DC12V